


1.000 GS



Magischer Apparat Zum Aufnehmen schöner Stimmen:

Im Inneren des Apparates befindet sich einen Gedächtnissgabel, welche Schwingungen aufnehmen kann und später diese auch wieder abgeben kann. Um eine Aufnahme zu starten muss man den gelben Knopf drücken, mit dem blauen Knopf kann man das Aufgenommene wiedergeben und der rote Knopf löscht die Aufnahme. Die Gedächtnissgabel kann eine Aufnahme von bis zu fünf Minuten speichern.

**SO-
NIE**